

Kit Lecteur de glycémie (Glucomètre) Accu Chek Performa avec trousse de rangement

Réf. SOC-401563006



Pour surveiller son taux de glycémie

Ce kit lecteur de glycémie **Accu Chek Performa** est un **glucomètre** destiné aux mesures quantitatives de **glycémie** à l'aide des **bandelettes réactives**. A chaque contrôle, il indique avec **précision** et **fiabilité** le taux de sucre dans le sang en milligrammes par décilitre (mg/dl). Ce lecteur glycémique est fourni avec un stylo **auto piqueur Accu Chek Fastclix** et une **trousse de transport**. Sa prise en main est **facile** grâce à son design **ergonomique** et son **grip antidérapant**. Il est idéal pour surveiller son **diabète**.

Conseils d'utilisations :

- Se laver les mains.
- Insérer la bandelette réactive dans le lecteur. Le lecteur de glycémie s'allume et émet un bip.
- Piquer l'extrémité du doigt à l'aide du stylo auto-piqueur.
- Mettre la goutte de sang en contact avec le bord avant de la fenêtre jaune de la bandelette. Le lecteur émet un bip et un sablier clignote dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée par la bandelette.
- Le résultat s'affiche en 5 secondes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du lecteur de glycémie :

- Aucun codage nécessaire
- Mesure rapide en 5 secondes
- Utilisable en autocontrôle
- Alerte de risque d'hypoglycémie
- 4 sonneries de rappel programmables
- Rappel des glycémies post-prandiales (1 h ou 2 h après le repas)
- Identification des glycémies pré et post-prandiales et autres évènements (sport, stress, menstruations...)
- Moyennes sur les 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- Moyennes des glycémies pré et post-prandiales
- Mise en marche automatique à l'insertion de la bandelette
- Arrêt automatique au bout de 2 minutes
- Arrêt automatique au retrait de la bandelette
- Grand écran à cristaux liquides pour lire facilement les mesures de glycémie
- Mémoire de lectures horodatées de 500 résultats glycémiques
- Possibilité de marquer un résultat glycémique (avant repas, après repas, ...)
- Le kit comprend : 1 lecteur de glycémie Accu Chek Performa avec pile, 1 stylo auto-piqueur Accu Chek Fastclix, une notice d'utilisation, une trousse de rangement
- Usage personnel uniquement

Spécifications techniques :

- Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 9.4 x 5.2 x 2.1 cm
- Poids : environ 59 g (avec pile)
- Taille d'échantillon : 0.6 µL
- Validées pour l'usage du sang capillaire, veineux et l'utilisation en néonatalogie avec des plages d'hématocrite comprises entre 10 et 65%
- Calibration par puce définitive. La puce de calibration ne doit plus être remplacée lors de chaque changement de boîte de bandelettes
- Température d'utilisation : 8 °C à 44 °C
- Alimentation : 1 pile au lithium de type bouton CR2032
- S'utilise avec les **bandelettes Accu Chek Performa** et les **barillets de lancettes Accu Chek Fastclix**, vendues séparément.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration