

FICHE PRODUIT

Concentré de désinfection EM 200

Référence : SOC-EM200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nettoyant désinfectant EM 200 500ml

Désinfectant concentré pour les instruments. Convient pour une utilisation dans un nettoyeur à ultrasons.

Mode d'emploi

Concentré de désinfection pour les instruments,

Élimine les amalgames, restes de tissus osseux salive, sang, protéines. Fongicide, virucidal, tuberculoïde, bactéricides. EM-200 se caractérise spécialement à travers son large spectre d'effet et le faible risque d'allergies.

Avec protection anticorrosion très efficace.

- Très économique.
- Très fort nettoyage.
- Biodégradable.

En raison de la puissance de nettoyage exceptionnelle, un désinfectant avec nettoyage simultané est possible. La fixation des protéines est déterminée par la forte détergence évitée. Aux fins de la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

protection personnelle peut
donc désinfecté sans pré-nettoyage immédiatement.

Domaine d'application

Temps de désinfection très court pendant la durée de nettoyage,

Descoton forte est approprié à la désinfection de tous les instruments médicaux,

Matériel d'anesthésie et endoscopes souples et rigides.

Application

Les instruments doivent de suite après leur utilisation être déposés dans la solution en position ouverte.

Toutes les surfaces qui doivent être désinfectées doivent être plongées entièrement dans la solution ne créant ainsi aucune cavité creuse.

En fonction du taux de salissure, la solution doit être renouvelée. Après le temps de désinfection, les instruments doivent être rincés et séchés.

Convient à toutes les procédures de circulation. Pour l'entretien des charnières

Utiliser un spray silicone ou un spray spécial à huile.

Temps de réaction conformément à la nouvel directive DGHM- 9/2001

Controller pour haute exposition : 1,0 % - 1 heure

1,5 % - 30 min.

Temps de désinfection très court : 2,0 % - 15 min.

HIV/HBV: 0,5 % - 1 heure.

1,5 % - 30 min.

2,0 % - 15 min.

HAV: 6,0 % - 2 Std.

Virus Polio: 2,0 % - 2 heures.

4,0 % - 1 heure.

Temps de réaction pour la désinfection en cas d'épidémie selon OMS :

Champs d'efficacité A / bactéries, champignons: 3,0 % - 2 heures.

5,0 % - 1 heure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Référence CPNP: 1331420

Information additionnelle

Numéro de produit 61005

Fabricant EMAG AG

Poids 0.6

Litre 0.5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13309-concentre-de-desinfection-em-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com