

LAMPE A FENTE NUMERIQUE, MODELE YZ5S

SOCI
MED

CE



ISO
9001

ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE, MODELE YZ5S

SOCI
MED



LAMPE MICROSCOPE A FENTE NUMERIQUE, MODELE YZ5S



La lampe à fente YZ5S, commercialisée par SOCIMED peut facilement prendre des photos numériques nettes de la cornée, de la sclérotique, de la chambre antérieure, de l'iris, du cristallin, de la rétine etc.

FICHE DETAILLEE

➤ CARACTERISTIQUES DE LA LAMPE A FENTE, MODELE YZ5S

- Le reflexe de la lentille unique qui est utilisée comme moyen professionnel de collecte de l'image est le meilleur choix pour la prise de vue ophtalmique pour sa capture sensible de la lumière et de la couleur ainsi que pour ses fonctions de réglages complets.
- Affichage dynamique en temps réel : l'appareil photo pourrait capturer des images plus claires bénéficiant du processus d'examen affiché en temps réel sur l'écran LCD 3 pouces
- Ses 18 méga pixels peuvent clairement fournir tous les détails et répondre aux exigences sévères de la qualité de l'image.
- Eclairage de fond spécialement conçu.
- Les photos sont facilement prises grâce au bouton situé sur la manette.
- Les informations des patients, les dossiers d'examen ainsi que les photos peuvent être conservés en réglant la base de données.
- Cette lampe est pratique pour marquer et mesurer l'examen dans son intégralité et aussi pour imprimer le rapport de cas complet.
- Ce microscope stéréoscopique de type GALILEAN fournit aux praticiens un large angle d'observation ainsi que la grande troisième dimension.
- Les optiques Schott importés d'Allemagne réduisent la distorsion optique de l'image, augmentent la clarté et la profondeur de champ.

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE, MODELE YZ5S

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

- Toutes les lentilles optiques sont anti-humidité, anti-moisissure et traitées contre la réflexion de la lumière.
- L'ampoule OSRAM fournit un chauffage bas, une haute luminosité ainsi que l'éclairage.
- La lampe à fente peut non seulement clairement observer le segment superficiel et antérieur de l'oculaire, mais aussi la capsule de lentille postérieure et même filmer le fundus nidsus avec l'aide de la lentille définie d'avance.

➤ CARACTERISTIQUES SPECIALES

MODELE	YZS5	YZST
AFFICHAGE DYNAMIQUE	Ecran LCD en temps réel d'affichage dynamique	LCD et écran d'ordinateur en temps réel d'affichage dynamique
TABLE	YT2A	YT2GA
VOLUME D'EMBALLAGE	720 mm x 495 mm x 480 mm	720 mm x 495 mm x 480 mm
POIDS TOTAL	24 Kg(Tableau non inclus)	24 Kg (table, table et ordinateur non inclus)
FONCTION DE TRAITEMENT	Aucune	Longueur, angle, mesures de la surface, fléchettes, ajout de lettres, traitement de l'image

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE, MODELE YZ5S



➤ CARACTERISTIQUES DE BASE

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope stéréoscopique galiléen
GROSSISSEMENT DE L'OBJECTIF	5 étapes (tambour grossissement)
OCULAIRE	12,5X
GROSSISSEMENT (CHAMPS DE VISION)	6 x (Ø33mm) 10x (Ø22,5 mm) 16x (Ø14mm) 25 ' (Ø8.8mm) 40 ' (Ø5.5mm)
AJUSTEMENT PUPILLAIRE	45 mm à 75 mm
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	-5D ~ 3 D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm~14mm réglable (fente est circulaire lorsque la largeur de la fente est 14mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm~14mm réglable
DIAMETRE D OUVERTURE	φ14mm, Φ10mm, Φ5mm, Φ2mm, Φ1mm, Φ0.2mm
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglables
INCLINAISON DE LA FENTE	5 ° , 10 ° , 15 ° , 20 °
FILTRE	Absorption de chaleur, Gris, Rouge, Bleu Cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	12V30W Ampoule halogène
MOYEN DE COLLECTE	Digital Single Lens Reflex
TYPE D'ILLUMINATION POUR LA PRISE DE VUE	Eclairage de fond
TENSION D'ENTREE	AC220V ± 22 V ; AC110V ± 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Norme exécutif IEC601 - 1, classe I, type B
ACCESSOIRES EN OPTIONS	Tonometre,oculaire de mesure , lentille triedre,gonioscope,funduscope,objectif aspherique

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com