

FICHE PRODUIT



Stericup 5 couleurs, carton de 1000

Référence : SOC-STERI1000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du Stéricup

Chaque Stericup contient:

- Une cupule stérile
 - Capacité maximale de 2,5 ml.
 - Permet de chauffer aisément une solution de 1,5 ml.
 - Une surface intérieure plate pour une plus grande stabilité.
 - Alliage aluminium, dont l'innocuité a été démontrée.
 - Grâce à la matière utilisée et la faible épaisseur de cet outil, le Stericup s'utilise après une première utilisation, de façon à limiter la tentation de réutilisation.
- Un manche plastique pour protéger les doigts contre les brûlures.
- Un filtre coton stérile:
 - Comparé avec les filtres à cigarettes et certains autres filtres de fortune communément utilisés, la petite taille de ce filtre en coton fait qu'il retient moins de produit. De plus, sa densité élevée assure une filtration plus efficace.
 - Encourage l'usage unique de filtres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un tampon sec stérile post-injection:
 - Permet de comprimer la veine après injection pour une meilleure cicatrisation et ainsi de protéger le capital veineux.
 - Permet d'absorber le sang et d'éviter la transmission virale manu-portée.

Mode d'emploi

- Détacher le papier pelable, appuyer sur la languette du Stericup pour le sortir de son emballage en évitant de toucher l'intérieur du récipient.
- Positionner le signe «UP» du manche vers le haut et introduire la languette dans les rainures du manche.
- Après l'injection, comprimer le point d'injection avec le tampon sec afin de coaguler et d'absorber le sang.

Précautions d'emploi

Ne jamais toucher l'intérieur du Stericup avec les doigts. Une bactérie, un champignon ou un virus peut contaminer la solution. Le virus de l'hépatite C reste présent sur la surface de la peau ainsi que dans les traces de sang, même invisibles.

Ne jamais utiliser un Stericup déjà utilisé ; même nettoyé, le récipient peut contenir des virus provenant d'une seringue, d'un filtre, des doigts ou de l'eau de quelqu'un d'autre.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/10148-stericup-5-couleurs-carton-de-1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com