

FICHE PRODUIT

Test salivaire multi-drogues (5 en 1)

Référence : SOC-955396

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test salivaire multi-drogues (5 en 1)

Ce test permet le dépistage salivaire simultané des 5 drogues les plus consommées actuellement.

Stupéfiants dépistés :

- THC : cannabis, marijuana, haschisch
- COC : cocaïne et crack
- OPI : héroïne et opiacés
- AMP : amphétamines
- MET/MDMA : méthamphétamine et ecstasy

Chaque drogue est dépistée de façon indépendante.

Ce test affichera donc un résultat par drogue

Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace !

Ce test salivaire cible le $\Delta 9$ -THC, c'est à dire la molécule de cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures. Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces de cannabis que celles recherchées lors des dépistages pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié.

Données techniques :

Seuils de détection : Chaque substance est dépistée à un seuil de détection spécifique.

Si l'échantillon de salive analysé concentre un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, le test sera négatif.

Test salivaire multi-drogues (5 drogues);

substances détectées	concentration (ng/ml)
$\Delta 9$ -THC (cannabis pur)	25
COC (cocaïne)	20
OPI (Héroïne, opiacés)	25
AMP (amphétamines)	25
MET/MDMA (Methamphetamine, Ecstasy)	50

Temps de détection du cannabis dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (principe actif du cannabis) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive. Le seuil de détection extrêmement bas du test salivaire permet d'exploiter pleinement cette fenêtre de temps. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quel que soit le niveau de consommation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Temps de détection des autres drogues : la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy pourront être dépistés grâce à ce test sur une période de 24 à 48 heures après la dernière prise. Ce temps peut varier en fonction du métabolisme propre à chacun, ainsi que de la quantité et la qualité de la drogue qui a été consommée.

Mode d'emploi :

NB : Chaque lettre inscrite sur le boitier blanc correspond à une drogue.

A = amphétamines

B = cocaïne

M = ecstasy/methamphétamine

O = héroïne/opiacés

T = cannabis.

La ligne C est la ligne de contrôle. Sa présence atteste que le test a bien fonctionné.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11305-test-salivaire-multi-drogues-5-en-1.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com