

FICHE PRODUIT



Thermomètre électronique digital Omron Flex Temp Smart

Référence : SOC-OM992014

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre électronique digital Omron Flex Temp Smart

Le **thermomètre Omron Flex Temp Smart** distribué par **SOCIMED** est un thermomètre électronique à usage oral, axillaire et rectal. La température corporelle peut donc être prise dans la bouche (voie orale), sous l'aisselle (voie axillaire) ou dans l'anus (voie rectale).

Mesure orale (pour les enfants de plus de 4 ans) :

La bouche doit rester fermée pendant 5 minutes avant de pouvoir commencer la mesure.

Placer le thermomètre électronique dans la bouche sous la langue afin qu'il repose à gauche ou à droite de la racine de la langue.

Appuyer sur la langue pour le maintenir en place.

Tenir le thermomètre pour éviter qu'il ne glisse dans la bouche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mesure axillaire :

Placer l'embout du capteur au centre de l'aisselle.

Bloquer l'embout du capteur sous le bras, en serant le bras pour exercer une légère pression vers l'intérieur.

Mesure rectale :

Généralement utilisée pour les petits enfants, en cas de difficultés à prendre une température par voie orale ou sous l'aisselle.

Lubrifier avec du gel non irritant, doux pour la peau.

Introduire délicatement l'embout de la sonde sur 1.3 cm maximum dans le rectum. Ne pas forcer lors de l'insertion en cas de résistance.

Désinfecter le thermomètre après utilisation.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/11979-thermometre-electronique-digital-omron-flex-temp-smart.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com