

FICHE PRODUIT

Kit de réparation pour matelas DEPRESS copie

Référence : SOC-H640DEP910

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de réparation prêt à l'emploi pour matelas à dépression DEPRESS permettant d'assurer la réparation des trous et des petites déchirures sur la surface en polyuréthane des matelas DEPRESS.

Il comprend :

- 1 PATCH AUTO ADHESIF 15x8cm découpable
- 2 PATCHS AUTO ADHESIFS 3,5x3, 5cm
- 2 PATCHS AUTO ADHESIFS 2,2x2, 2cm
- 5 COMPRESSES D'ALCOOL

MODE D'EMPLOI :

Pour trous ou déchirures de matelas et attelles à dépression en polyuréthane

- 1.** Pour de meilleurs résultats, à appliquer sur une surface propre et sèche. La température de la matière polyuréthane à réparer ne doit pas être inférieure à 10 °C.
- 2.** NETTOYER la surface à réparer avec les lingettes d'alcool fournies, ou un mélange 50/50 d'alcool (isopropyle) et d'eau.
- 3.** Avant de commencer, bien s'assurer que la surface est sèche.
- 4.** DECOUPE : couper l'autocollant avec des ciseaux de sorte qu'il dépasse d'environ 2.5 cm des bords du trou ou de la déchirure. En cas d'utilisation de plusieurs autocollants, ils doivent se chevaucher d'environ 2.5 cm. Arrondir au ciseau les 4 coins de l'autocollant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

5. RETRAIT DU PAPIER : Retirer délicatement 1 cm de papier tout en tirant sur les bords de l'autocollant. Cela facilitera la séparation ultérieure ; notamment lorsque les autocollants sont découpés en petites dimensions.

6. COLLER : Positionner l'autocollant pour qu'il puisse recouvrir au-delà des bords du trou (ou de la déchirure) sur 2.5 cm environ. Finir de retirer lentement le papier de l'autocollant tout en l'appliquant délicatement sur la matière. Faire attention aux bulles d'air. Pour finir, frotter vigoureusement tous les bords et l'ensemble de l'autocollant.

La réparation est terminée.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/consommable-d-imagerie/13028-kit-de-reparation-pour-matelas-depress-copie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com