

FICHE PRODUIT

Set de concentrés domestique

Référence : SOC-EMSET-070

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Set de concentrés domestique

Description du produit

Notre **Set de concentrés domestiques** est parfaitement adapté pour une utilisation privée. Il est composé de trois **nettoyants concentrés** : **EM-70**, **EM-80** et **EM-200** (à 500 ml).

EM-70 Nettoie sans difficultés les prothèses et les appareils d'orthodontie. Nettoie également les pièces en acier inoxydable, la porcelaine, les métaux fins, le verre et le plastique.

Application:

1-2% EM-70 pendant 3-10 min, rincez-le bien avec de l'eau

EM-80 est un concentré universel adapté pour le nettoyage du verre, plastique et métaux comme par ex. L'or, les bijoux en argent, les verres optiques lunettes, têtes des rasoirs électriques, les têtes des imprimantes à jet d'encre, petit outillage.

Application :

1-5% pendant 1-10 min. Bien rincer à eau claire après nettoyage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

EM-200

Application :

Les instruments doivent de suite après leur utilisation être déposés dans la solution en position ouverte.

Toutes les surfaces qui doivent être désinfectées doivent être plongées entièrement dans la solution ne créant ainsi aucune cavité creuse.

En fonction du taux de salissure, la solution doit être renouvelée. Après le temps de désinfection, les instruments doivent être rincés et séchés.

Convient à tous les dispositifs de circulation. Pour l'entretien des charnières

Utiliser un spray silicone ou un spray spécial à huile.

Temps de réaction conformément à la nouvelle directive DGHM- 9/2001

Contrôler pour haute exposition : 1,0 % - 1 heure

1,5 % - 30 Min.

Temps de désinfection très court : 2,0 % - 15 min.

HIV/HBV: 0,5 % - 1 heure.

1,5 % - 30 min.

2,0 % - 15 min.

HAV: 6,0 % - 2 heures.

Virus Polio: 2,0 % - 2 heures.

4,0 % - 1 heure.

Temps de réaction pour la désinfection en cas d'épidémie selon OMS I:

Champs d'efficacité A / bactéries, champignons: 3,0 % - 2 heures.

5,0 % - 1 heure.

Enlève:

Traces de couleur, graisse, huile, pigments et résines

Temps de désinfection très court à partir de 5 Min.

CPNP référence EM-070: 1330841

CPNP référence EM-080: 1331059

CPNP référence EM-200: 1331420

Information additionnelle

Numéro de produit 61038

Domaine d'application: Pour bricoleurs

Fabricant EMAG AG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids 1.8

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13287-em-set-de-concentres-domestique-modele-em-070-em-080-em-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com