

FICHE PRODUIT

Aniosyme dd1, nettoyant et pré- désinfectant, 1l

Référence : SOC-ANI1200095

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

ANIOSYME DD1, nettoyant et pré-désinfectant, 1L**Indication:**

- Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicales, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
- Propriétés microbiologiques:
 - Bactéricide.
 - Actif sur B.K.
 - Actif sur Candida albicans.
 - Actif sur les virus HIV-1, de l'Hépatite B et BVDV (Hépatie C).
- Mode d'emploi:
 - Trempage 5 minutes.
 - Brosser si nécessaire.
 - Rincer soigneusement.
 - Usage en bain à ultrason.
- Dose d'emploi: dilution à 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement: Carton de 12 flacons doseurs de 1 l;
- Condition minimum de vente: 1 flacon.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/1329-aniosyme-dd1-nettoyant-et-pre-desinfectant-1l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com