

FICHE PRODUIT



Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG

Référence : SOC-COVID19

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nouveau test du coronavirus (COVID-19)

Le **nouveau Coronavirus test COVID-19 IgM / IgG** est destiné pour détecter qualitativement les **IgG** et **IgM** de **COVID-19** dans le sérum et le plasma. Le test a été largement utilisé par le CDC chinois pour lutter contre les infections et est désormais disponible dans le monde entier.

Ce test détecte à la fois les marqueurs précoces et les marqueurs tardifs, les **anticorps IgM / IgG** dans les échantillons humains de piqûre au doigt ou de sang veineux.

CARACTERISTIQUES du Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG :

- Type d'échantillon: sérum ou plasma / échantillon de sang total recueilli dans EDTA ;
- Volume d'échantillon: 20ul / 10ul / 10ul ;
- Temps de réaction: 15 minutes ;
- Condition de stockage: conservé entre 2 ° C et 8 ° C, ou 3 mois à -20 ° C ;
- Les anticorps seront sécrétés après l'invasion du virus. L'immunoglobuline M (IgM) sort en premier, agissant comme le signe précoce d'une infection. L'immunoglobuline G (IgG) sort plus tard, provoquant une réaction plus spécifique et plus forte contre le virus.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications du Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG:

- Réaction rapide: 15 minutes ;
- Taux de coïncidence positif: $\geq 75\%$;
- Taux de coïncidence négatif: $\geq 97\%$.

Principe du test:

- Lorsque l'échantillon contient l'anticorps IgM COVID-19, il forme un complexe avec l'antigène marqueur d'or (antigène recombinant COVID-19).
- Le complexe avance sous l'action de la chromatographie et se combine avec l'anticorps enrobé (anticorps monoclonal anti-IgM humaine de souris) au niveau de la ligne T pour former un complexe et développer une couleur (ligne T), ce qui est un résultat positif.
- Lorsque l'échantillon ne contient pas l'anticorps IgM COVID-19, aucun complexe ne peut se former au niveau de la ligne T et aucune bande rouge n'apparaît, ce qui est un résultat négatif.
- **NB:** Attendez 15 minutes et lisez le résultat du test. Les résultats ne sont pas valides si la durée du test dépasse 15 minutes.

Précautions:

- 1) Veuillez équilibrer le diluant échantillon et les bandelettes réactives à la température ambiante (30 min) avant le test.
- 2) Veuillez effectuer le test conformément aux instructions spécifiées dans cette notice.
- 3) Veuillez lire le résultat du test exactement au bout de 15 min.
- 4) Évitez les échantillons en cas d'hémolyse grave ou d'hyperlipidémie.

Conditionnement: boîte de 25 tests

Quantité minimale de vente: 10 Boîtes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/14048-test-rapide-covid-19-igm-igg-de-detection-du-corona-virus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com