

FICHE PRODUIT

Bock à lavement souple de 1.6 litres

Référence : SOC-1620002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce bock à lavement souple comprend deux canules (une anale et une vaginale), un tuyau d'environ 1.25m doté d'un robinet, une poche souple.

Il permet de procéder à des lavements mécaniques du vagin et de la partie basse du côlon.

Utilisation du bock à lavement souple :

Installer le tuyau sur le bock puis le robinet sur le tuyau.

Choisir la canule désirée et la visser sur le robinet côté filetage.

Bien s'assurer que le robinet est en position fermée.

Remplir le bock avec une solution de lavement et tourner le robinet en position ouvert pour le lavement.

Bien vider et nettoyer le dispositif médical à la machine à laver, avec du liquide vaisselle, ou au détergent n'attaquant pas le PVC.

Remarque : Sur ce modèle, le robinet ne permet pas de régler le débit de liquide, mais seulement de déclencher et d'interrompre le lavement.

C'est la hauteur à laquelle la poche est suspendue (grâce à son crochet intégré) qui va déterminer la pression.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires :

- Set de canule.
- Robinet et tuyau.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-confort-du-patient/14083-bock-a-lavement-souple-de-1-6-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com