

FICHE PRODUIT



Set de retrait d'implant stérile (Boîte de 10)

Référence : SOC-202046308

Points forts

- Stérile : Oui
- délais : 48 heures

Description du produit

Set de retrait d'implant stérile (Boîte de 10)

Set de retrait d'implant à usage unique

L'implant est une contraception très efficace. C'est un bâtonnet souple, de la taille d'une petite allumette, que le médecin pose très superficiellement au niveau du bras. C'est une contraception hormonale.

Caractéristiques et composition du SET :

1 Blister dur compartimenté contenant :

- 1 champ troué adhésif 50 x 60 cm,
- 1 bistouri n°11,
- 5 compresses 7.5 x7.5 non-tissé,
- 1 bande de 3 sutures adhésives cutanées,
- 1 bande de contention,
- 1 seringue 2 ml,
- 1 aiguille hypodermique,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 pince de Halstead courbée (mosquito),

Chaque set est emballé sous blister stérile.

Conditionnement de vente : Boite de 10 unités

Indications de retrait :

- Disposer le champ stérile.
- Procéder au test de sensibilité et, au besoin, administrer une anesthésie à la lidocaïne.
- Repérage de l'implant : vérifier que l'implant est entier, pousser l'implant par son extrémité proximale afin de faire saillir l'extrémité basse.
- Repérer alors sa position distale sans mobiliser l'implant.
- L'incision longitudinale dans l'axe de l'implant débute au-dessus de l'implant sur quelques millimètres et se termine en avant de son extrémité distale. L'incision peut être également transversale au ras de l'implant. L'implant est poussé. Une fois extériorisé, l'implant est saisi avec une petite pince de Halstead courbée. Il est parfois nécessaire d'inciser la gaine fibreuse qui entoure l'implant et empêche son extraction.
- Désinfection.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/14307-set-de-retrait-d-implant-sterile-boite-de-10.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Stérile	Oui
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com