

FICHE PRODUIT

Écouvillon simple copan - amies gélosé - plastique

Référence : COP-MAG-ETP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Écouvillon stérile milieu Amies gel Copan : le standard du transport bactériologique

L'**écouvillon avec milieu de transport Amies gel** de Copan associe, dans un dispositif unitaire stérile, un écouvillon de prélèvement à tige plastique et un tube contenant 5 ml de milieu Amies gélifié. Après le prélèvement, l'écouvillon est replacé dans le tube au contact du gel : le milieu maintient la viabilité des micro-organismes sans favoriser leur multiplication, jusqu'à la prise en charge par le laboratoire.

Ce consommable de **prélèvement bactériologique** est utilisé au quotidien par les laboratoires de biologie médicale, les services hospitaliers, les cabinets médicaux (prélèvements de gorge, de plaie ou cutanés avant envoi au laboratoire), les infirmiers en visite à domicile, ainsi que les dispensaires et laboratoires de terrain des ONG, où le délai entre prélèvement et ensemencement peut atteindre plusieurs heures. La formulation en gel, sans risque de fuite, est particulièrement adaptée au transport routier et aux climats chauds, un atout pour les structures d'Afrique francophone.

Caractéristiques techniques

- **Fabricant** : Copan (Italie), référence mondiale de l'écouvillonnage
- **Milieu de transport** : Amies, état gel, volume 5 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Type d'écouvillon** : standard, tige simple non sécable
- **Matière de la tige** : plastique
- **Embout** : classique, viscosité (rayonne)
- **Bouchon** : bleu (code couleur d'identification)
- **Stérilité** : dispositif stérile sous sachet pelable unitaire
- **Conservation du prélèvement** : micro-organismes viables jusqu'à 24 h avant mise en culture
- **Spectre** : bactéries aérobies, anaérobies et espèces exigeantes
- **Conditionnement** : boîte de 50 unités
- **Stockage à température ambiante** : À VÉRIFIER (conditions et durée de péremption)
- **Statut réglementaire** : dispositif médical de diagnostic in vitro, marquage CE (classe À VÉRIFIER)

Indications : quels prélèvements avec un milieu Amies gel ?

- **Prélèvements ORL** : gorge, amygdales, nasal — dépistage de streptocoques, staphylocoques et portage nasal.
- **Plaies et lésions cutanées** : plaies chroniques, escarres, abcès superficiels après ouverture.
- **Prélèvements génitaux** : recherche de germes banals et exigeants (dont gonocoque, dont la survie est mieux assurée que sur écouvillon sec — délai court recommandé).
- **Anaérobies** : le gel Amies limite l'exposition à l'oxygène et convient au transport de courte durée des espèces anaérobies.

Pour les prélèvements destinés à des analyses par PCR ou aux milieux liquides d'automates, orientez-vous vers les gammes à milieu liquide type eSwab (voir produits associés).

Pourquoi choisir cet écouvillon Copan ?

- **Fiabilité de la marque** : Copan fournit la majorité des laboratoires européens ; ses milieux sont validés selon les protocoles de contrôle qualité du secteur (norme applicable À VÉRIFIER, type CLSI M40).
- **Gel sans fuite** : contrairement aux milieux liquides, le gel ne se renverse pas en cas de tube couché ou secoué pendant le transport.
- **Sachet pelable** : ouverture aseptique au moment du prélèvement, traçabilité du lot et de la péremption sur chaque unité.
- **Bouchon bleu** : identification rapide du type de milieu dans les plateaux de prélèvement multi-références.
- **Économie en volume** : conditionnement de 50 adapté à la consommation des laboratoires et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

aux dotations de campagnes de dépistage.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre milieu Amies et milieu Stuart ?

Les deux sont des milieux de maintien. L'Amies, évolution du Stuart, contient des sels minéraux supplémentaires et assure une meilleure survie de nombreuses espèces, notamment exigeantes. C'est aujourd'hui le milieu de transport bactériologique le plus utilisé.

Combien de temps le prélèvement se conserve-t-il ?

Jusqu'à 24 heures avant mise en culture, dans les conditions de température recommandées par le fabricant. Un ensemencement le plus précoce possible reste la règle pour les germes fragiles.

Cet écouvillon convient-il aux analyses PCR ?

Il est conçu pour la culture bactériologique. Pour la biologie moléculaire, préférez un écouvillon floqué avec milieu liquide (type eSwab ou UTM), qui libère l'échantillon dans le milieu.

Faut-il réfrigérer les boîtes avant utilisation ?

Le stockage s'effectue généralement à température ambiante à l'abri de la lumière.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/1667-ecouvillon-simple-copan-amies-gelose-plastique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com