

FICHE PRODUIT

Tubes capillaires à micro-hématocrite avec héparine, B/100

Référence : SOC-CL009-C1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube capillaire micro-hématocrite hépariné - boîte de 100 unités (75 µl)

Cette boîte contient 100 tubes capillaires en verre de haute précision, d'une capacité de 75 µl, **héparinés au sodium** afin de prévenir la coagulation du sang lors du prélèvement et de la centrifugation. Les extrémités des tubes sont ouvertes des deux côtés, ce qui facilite le remplissage par capillarité et la fermeture par cire ou collage après centrifugation. Chaque tube respecte une fabrication conforme à la norme DIN/ISO 12772, assurant une qualité industrielle et analytique pour les laboratoires d'hématologie.

Caractéristiques principales :

- Verre européen de haute qualité, conçu pour usage diagnostique.
- Capacité : 75 µl, longueur typique ~75 mm (selon spécification marchande).
- Héparinisation au sodium : un traitement homogène de l'intérieur du tube permettant une dissolution rapide de l'héparine dans le sang, évitant la coagulation et facilitant une mesure correcte du micro-hématocrite.
- Codification couleur d'extrémité (souvent rouge pour hépariné) pour une identification rapide et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fiable.

- Traçabilité complète : marquage CE, numéro de lot, date limite de consommation — garantissant que le produit est conforme aux exigences du diagnostic in vitro.
- Conditionnement : boîte de 100 unités, pratique pour usage en laboratoire.

Utilisation et avantages :

Destinés aux analyses de micro-hématocrite (séparation des globules rouges et du plasma après centrifugation), ces tubes offrent :

- Un remplissage rapide par capillarité et une intégrité maximale de l'échantillon — le faible diamètre intérieur et la précision de fabrication limitent les erreurs analytiques.
- Une héparinisation efficace qui assure que le sang ne coagule pas lors du remplissage ou du transport, ce qui est particulièrement important lorsque l'échantillon provient d'un prélèvement direct (par ponction capillaire ou doigt) et non d'un tube pré-anticoagulé.
- Une prestation conforme permettant un usage en routine dans les laboratoires d'hématologie et de diagnostic.

Conseils d'utilisation :

- Avant utilisation, vérifiez la date de péremption et le numéro de lot pour assurer la traçabilité et la conformité.
- Utilisez ces tubes quand vous êtes en situation de prélèvement direct ou lorsque le sang **n'a pas encore été anticoagulé** dans un tube secondaire. Si le sang est déjà dans un tube contenant un anticoagulant, utilisez plutôt un tube non-hépariné.
- Après remplissage, scellez l'extrémité du tube (par cire ou feu selon protocole) avant de procéder à la centrifugation.
- Respectez les conditions de centrifugation recommandées pour le micro-hématocrite afin d'obtenir une séparation optimale — par exemple, certains fabricants mentionnent des vitesses jusqu'à ~14 500 rpm pour 5 minutes.
- Stockage : conservez les tubes dans leur conditionnement d'origine jusqu'à utilisation afin de préserver l'intégrité de l'héparinisation et de l'état du verre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/17484-tubes-capillaires-avec-heparine-d1-5x175-b-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com