

FICHE PRODUIT

Urinal masculin jetable Dr HELEWA - 600 ml, boîte de 20

Référence : SOC-EURU60020

Points forts

- Marque : Dr.helewa
- Référence Euromedis : U60020

Description du produit

Urinal masculin jetable Dr HELEWA : la fin du nettoyage de l'urinal rigide

L'**urinal masculin jetable** Dr HELEWA est un dispositif de recueil d'urine à usage unique conçu pour remplacer l'urinal plastique traditionnel. Il se compose d'un **sac étanche en polyéthylène** et d'un **tampon super absorbant** placé à l'intérieur. Dès le contact, le tampon capte l'urine et la transforme en gel : le contenu cesse d'être liquide, ce qui supprime le risque de renversement lorsque le sac est posé au sol, sur une table de nuit ou dans un véhicule, et élimine les projections lors du retrait.

L'urinal rigide classique impose, après chaque usage, une vidange, un rinçage, un transport jusqu'au point de nettoyage et une désinfection. Chacune de ces étapes mobilise du temps soignant et constitue une occasion de contamination des mains, des surfaces et des tenues. Le dispositif jetable supprime la totalité de cette séquence : le sac se referme, s'élimine, et il ne reste rien à nettoyer.

Le système dit « **mains protégées** » permet une manipulation sans contact avec les fluides, de la mise en place jusqu'à l'élimination. C'est un point déterminant pour les soignants, mais aussi pour les aidants familiaux au domicile, qui n'ont ni la formation ni l'équipement d'un service hospitalier.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contextes d'utilisation

Ce **sac urinal jetable** s'adresse aux patients masculins dont la mobilité est réduite, de façon temporaire ou durable :

- **Maintien et hospitalisation à domicile**, où l'absence d'équipement de nettoyage rend l'urinal rigide particulièrement contraignant pour l'entourage
- **EHPAD et unités de soins de longue durée**, où le volume quotidien justifie à lui seul l'économie de temps soignant
- **Centres de rééducation fonctionnelle** et suites opératoires, pour les patients momentanément alités
- **Services hospitaliers**, notamment en cas de précautions complémentaires contact ou d'épisode épidémique, où la circulation d'urinaux souillés dans un service est un vecteur à éliminer
- **Transport sanitaire et urgences** : en ambulance, un contenant liquide non sécurisé est inenvisageable ; la gélification résout le problème
- **Dispensaires et missions en Afrique francophone**, où l'eau courante et les moyens de retraitement font souvent défaut — le dispositif fonctionne sans aucune infrastructure

Caractéristiques techniques

- **Fabricant** : Dr HELEWA – référence U60020
- **Type** : sac de recueil d'urine masculine à usage unique avec tampon intégré
- **Capacité d'absorption** : 600 ml (20 oz) d'urine, absorption ultra-rapide puis gélification
- **Composition du sac** : polyéthylène étanche
- **Composition du tampon** : micro-cellulose, polymères super absorbants (polyacrylate de sodium) et papier de soie absorbant
- **Technologie du tampon** : Alveol-Technology — texture alvéolée pour une absorption plus rapide, tampon enveloppé qui ne disperse ni micro-cellulose ni poudre dans le sac ou sur la peau, effet satin évitant l'adhérence cutanée
- **Manipulation** : dispositif « mains protégées », fermeture du sac après usage par liens coulissants
- **Couleur** : blanc
- **Composition** : sans latex, sans phtalate, sans produit d'origine animale ou végétale
- **Tolérance** : testé sous contrôle dermatologique, hypoallergénique
- **Stérilité** : produit non stérile
- **Usage** : externe et strictement à usage unique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Dimensions du sac** : environ 40 × 18 cm
- **Conditionnement** : boîte de 20 unités
- **Statut réglementaire** : dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Élimination** : déchets ménagers ou selon le protocole en vigueur dans la structure

Compatibilité et gamme

- **Dispositif autonome** : il ne nécessite aucun support, contrairement au protège-bassin qui vient tapisser un bassin existant. Il s'utilise directement, en position couchée, assise ou debout selon l'état du patient.
- **Gamme Dr HELEWA** : le protège-bassin de lit et la protection de seau de chaise percée complètent ce dispositif. Référencer les trois permet d'harmoniser le protocole d'élimination des excréta sur l'ensemble d'un service ou d'un domicile.
- **Précautions standard** : s'utilise avec les gants d'examen et la friction hydroalcoolique du poste de soins.
- **Limite** : dispositif conçu pour l'anatomie masculine. Pour les patientes, orientez-vous vers le protège-bassin ou les dispositifs de recueil féminins dédiés.

Pourquoi choisir cet urinal jetable ?

- **Suppression du nettoyage** : plus de vidange, de rinçage ni de désinfection d'urinal. Le gain de temps soignant est immédiat et mesurable, c'est l'argument qui convainc les cadres de santé.
- **Sécurité du contenu** : l'urine gélifiée ne se renverse pas. En ambulance, en fauteuil ou sur une table de nuit, le risque d'accident disparaît.
- **Maîtrise du risque infectieux** : aucun contenant souillé ne circule dans le service ni au domicile.
- **Confort cutané** : le tampon enveloppé ne libère pas de poudre ni de particules de cellulose, et l'effet satin évite qu'il n'adhère à la peau — un point concret pour les patients âgés à peau fragile.
- **Dignité du patient** : dispositif discret, sans bruit de liquide, sans odeur persistante dans la chambre, éliminé immédiatement après usage.
- **Composition maîtrisée** : sans latex ni phtalates, adapté aux patients sensibilisés.
- **Autonomie logistique** : ni eau, ni électricité, ni matériel de nettoyage — déterminant en HAD, en transport et pour les structures approvisionnées à l'export.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la capacité de 600 ml est dépassée ?

Le dispositif doit être éliminé dès que sa limite d'absorption est atteinte et remplacé par un sac neuf. Il n'est pas conçu pour un recueil cumulé sur plusieurs mictions ni pour une surveillance de diurèse.

Peut-on mesurer la diurèse avec ce dispositif ?

Non. L'urine étant gélifiée, aucune mesure volumétrique n'est possible. Si un suivi quantitatif est nécessaire, conservez un urinal gradué ou un dispositif de recueil adapté.

Comment l'éliminer après usage ?

Le sac se referme par ses liens et s'élimine dans les déchets ménagers ou selon le protocole de la structure. En cas de patient porteur d'une bactérie multirésistante ou de précautions complémentaires, appliquez la filière DASRI définie par votre établissement.

Le patient peut-il l'utiliser seul ?

Oui, dans la plupart des cas. C'est précisément l'intérêt du dispositif au domicile : un patient autonome du haut du corps peut l'utiliser et le refermer sans l'aide d'un tiers, ce qui préserve son intimité.

Existe-t-il un équivalent pour les bassins de lit ?

Oui, le protège-bassin de la même gamme repose sur le même principe de sac et de tampon absorbant, adapté au bassin de lit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/urinal/19015-urinal-masculin-boite-de-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Marque	Dr.helewa
Référence Euromedis	U60020

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com