

FICHE PRODUIT



Destructeur d'aiguilles Agupunt - acupuncture et ponction sèche

Référence : SOC-AGU-DESTR01

Description du produit

Destructeur d'aiguilles d'acupuncture et de ponction sèche : éliminer le risque piquant à la source

Le **destructeur d'aiguilles** est un appareil de paillasse compact et portable conçu pour les aiguilles d'acupuncture et de **ponction sèche (dry needling)**. Au lieu d'accumuler des aiguilles intactes dans un collecteur, l'appareil les détruit immédiatement après l'acte : l'aiguille est fondue par passage de courant à **basse tension (6 V)** et réduite en poudre métallique en quelques secondes. Le résidu, non piquant et non infectieux, tombe dans un compartiment inférieur qui se vide et se nettoie sans contact avec un objet coupant.

Cet équipement s'adresse aux **cabinets d'acupuncture**, aux kinésithérapeutes pratiquant la ponction sèche, aux ostéopathes, aux centres de médecine du sport et de médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu'aux structures de soins où le volume d'aiguilles est quotidien. Sa taille réduite le rend également pertinent pour les consultations en cabinet secondaire, les dispensaires et les missions où la filière de collecte des déchets piquants est incertaine ou coûteuse : réduire le volume de déchets perforants à la source simplifie toute la chaîne.

Caractéristiques techniques

- **Principe** : destruction de l'aiguille par fusion électrique à basse tension (6 V), puis réduction du

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

métal en poudre

- **Durée de destruction** : quelques secondes par aiguille
- **Capacité du compartiment à résidus** : résidus de plus de 300 aiguilles
- **Alimentation** : 220/110 V ± 10 %, 50/60 ± 1 Hz, consommation inférieure à 130 VA
- **Dimensions** : 28,5 x 20 x 14,7 cm
- **Poids** : 2,25 kg
- **Conformité déclarée** : directives européennes 92/31/CEE (compatibilité électromagnétique) et 93/68/CEE

Compatibilité

- **Aiguilles d'acupuncture** stériles à usage unique, tous calibres courants (0,16 à 0,35 mm)
- **Aiguilles de ponction sèche** avec ou sans tube guide
- **Non destiné** aux aiguilles hypodermiques montées sur seringue, aux cathéters ni aux lames : pour ces déchets, conservez un collecteur perforant classique
- **Consommable** : aucun — pas de cartouche ni de filtre à remplacer

Pourquoi choisir ce destructeur d'aiguilles ?

- **Sécurité du praticien** : l'aiguille n'est plus manipulée ni stockée intacte — le risque de piqûre accidentelle lors du transvasement ou de la fermeture d'un collecteur plein disparaît.
- **Hygiène** : suppression de l'accumulation d'aiguilles contaminées au cabinet et du risque d'infection croisée associé.
- **Basse tension** : la fusion s'effectue à 6 V, sans flamme ni produit chimique.
- **Réduction du volume** : quelques centaines d'aiguilles occupent le volume d'un tiroir de poudre — un gain net de place et de rotation de collecteurs.
- **Simplicité** : appareil autonome, sans consommable, prêt à l'emploi sur la pailleasse.

Questions fréquentes

Cet appareil dispense-t-il de la filière de déchets de soins ?

Non, il ne s'y substitue pas d'office. En France, l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants est encadrée réglementairement. Le destructeur réduit très fortement le volume et le risque piquant, mais le statut du résidu métallique et l'articulation avec votre prestataire de collecte doivent être validés auprès de celui-ci.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Combien d'aiguilles avant de vider l'appareil ?

Le compartiment inférieur reçoit les résidus de plus de 300 aiguilles. Il se retire et se nettoie sans contact avec un objet piquant.

Le procédé fait-il de la fumée ou une odeur ?

La destruction est brève et localisée. Les caractéristiques d'émission et la nécessité éventuelle d'une ventilation sont sur la notice du fabricant.

Peut-on y détruire des aiguilles hypodermiques ?

L'appareil est spécifiquement conçu pour les aiguilles fines d'acupuncture et de ponction sèche. Pour les aiguilles montées sur seringue, conservez un collecteur perforant normalisé.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/elimination-dechets/19030-destructeur-aiguilles-acupuncture-ponction-seche.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com