

FICHE PRODUIT

Fixateur pour frottis cytologique, Aérosol 150 ml CYTORAL

Référence : RER-3614000075

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le **fixateur en aérosol RAL - 150 ml** est spécialement conçu pour la **fixation immédiate et uniforme des frottis cytologiques**. Son action rapide permet de préserver l'intégrité cellulaire avant la coloration, garantissant des résultats fiables et reproductibles en laboratoire.

Grâce à son **pulvérisateur à diffusion fine**, le produit forme un film protecteur régulier empêchant la lyse cellulaire, l'altération des noyaux ou le décollement du prélèvement. Il est parfaitement adapté à la cytologie gynécologique, ORL, dermatologique, respiratoire, ainsi qu'aux frottis hématologiques et à la coloration RAL.

Caractéristiques principales

- Format : **Aérosol 150 ml**
- Fixation instantanée des frottis cytologiques
- Diffusion homogène sans surcharge
- Préservation optimale des structures cellulaires
- Compatible avec :
 - Coloration **RAL**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **May-Grünwald Giemsa (MGG)**

- Cytologie standard

- Réduit les artéfacts de séchage
- Produit prêt à l'emploi, facile à utiliser

Utilisation

1. Réaliser le frottis sur lame propre.
2. Pulvériser à environ 20-30 cm pour une répartition uniforme.
3. Laisser sécher quelques secondes.
4. Procéder à la coloration habituelle.

Applications

- Laboratoires d'analyses médicales
- Cytologie gynécologique
- Services hospitaliers
- Cabinets ORL et dermatologie
- Examens de routine ou urgences

Ce fixateur RAL est un **indispensable pour garantir une qualité optimale des lames** avant coloration et lecture microscopique.

Conditionnement par carton de 12 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/3448-aerosol-75-ml-reactifs-ral.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com