

FICHE PRODUIT



Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE ProSV à cervo ventilation active

Référence : SOC-KRM-201022

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE ProSV à cervo ventilation active

Contrôle actif du patient sur la base souffle après souffle.

Le SleepOne ProSV est un périphérique actif, mais aussi proactive qui réagit au changement de souffle du patient. Le patient souffrant de Cheyenne Strokes Ventilation, apnée central, apnée obstructive et apnées complexes peut bénéficier de l'algorithme active/proactive de ProSV. Le périphérique surveille plusieurs paramètres chez les patients et ajuste la pression et la fréquence respiratoire en fonction du changement.

Les patients qui ne sont pas satisfaits par la thérapie standard à 2 niveaux, ou par les algorithmes Auto-Bilevel, peuvent trouver en ProSV, la solution pour les patients complexes.

Patient orienté algorithme flexible ProSV cibles pour maintenir le débit du patient à %90. Au cours d'un cycle de respiration normale du cycle, pendant lequel l'effort respiratoire du patient est minimum, l'appareil conserve le niveau de pression à un minimum également. S'il n'y a aucun effort respiratoire, le patient est alimenté (le faire respirer) avec le taux sauvegardé.

Selon le débit mesuré du patient, le ProSV catégorise les événements. Pendant les apnées

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

complexes, le périphérique ne réagit. Les apnées obstructives reçoivent comme réponse une augmentation de la pression après de multiples événements. Les ronflements sont également des événements de réponse. L'augmentation de la pression est surveillée et la quantité est choisie interactivement par l'algorithme. Le ProSV diminue la pression pendant les périodes sans événements. Le patient est en permanence traité avec la pression nécessaire.

Grandes fuites, respiration périodique (Cheyenne Strokes Ventilation) et tous les autres types d'événements sont enregistrés pour rapport.

Spécifications techniques de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE ProSV à servo ventilation activée:

- Mode de fonctionnement : ProSV servo ventilation active
- Type de ventilation : fuite de ventilation
- Intervalle de pression : 4-35 CmH₂O
- Déclenchement de l'inspiration : 3 l/min - 15 l/min ajustable
- Déclenchement de l'expiration : %10 - %60 de flux inspiré
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Réglage de l'altitude : Automatique
- Dimensions : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.29 Kg.
- Consommation d'énergie : 65 Watt
- Tension : 100-230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Niveau de bruit : <29 dB

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/6267-respirateurs-de-reanimation-modele-sleep-one-prosv-a-cervo-ventilation-active.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com