

FICHE PRODUIT



Désinfectant ANIOXY-TWIN concentré, double flacon

Référence : SOC-ANI1343408

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications

- Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Caractéristiques

- La solution désinfectante contient de 1200 ppm d'APA (après reconstitution) à 900 ppm (concentration limite détectée par les bandelettes).
- Agents anti-corrosifs actifs à pH acide.
- Faible concentration en peroxyde d'hydrogène : limitation des vapeurs de peroxyde d'hydrogène (meilleure tolérance pour l'utilisateur).
- Large compatibilité avec matériaux, bacs et paillasses.
- Produit concentré à diluer dans tout type d'eau (sauf eau adoucie).
- Stabilité du bain de trempage : 24 heures/20 endoscopes.
- Compatible avec tout type de produits nettoyant-pré-désinfectants à pH neutre.
- Eviter le mélange de métaux et alliages dans un même bain.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Solution limpide de couleur jaune après reconstitution.
- pH : Environ 4,5

Mode d'emploi

- **Etape de pré-désinfection** : Nettoyer le dispositif avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R ou ANIOSYME PLA II. Rincer soigneusement.
- **Etape de désinfection** : Verser le nombre de double-flacons nécessaire dans le bac de désinfection (1 double flacon pour 5 litres d'eau). Couvrir le bac.
- **Temps de contact : 15 minutes**. Pour le matériel endoscopique : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm). Pour le matériel endoscopique : l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.
- Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

Composition: La solution reconstituée ANIOXY-TWIN contient initialement 1200 ppm d'acide peracétique.

Propriétés microbiologiques : Actif sur les Bactéries (MRSA), les virus (poliovirus, adenovirus), les spores, les levures, les moisissures, les mycobactéries. Temps de contact 10min- 60 min

Conditionnement : 12 doubles-flacons

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7390-desinfectant-anioxy-twin-concentre-double-flacon.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com