

FICHE PRODUIT



Bandelettes de contrôle (Stéranios 2%), Tube de 100

Référence : SOC-ANI100987

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bandelettes de contrôle (Stéranios 2%), Tube de 100

INDICATIONS

- Contrôle du taux de Glutaraldéhyde actif au sein des solutions de désinfection totale à froid.
- STERANIOS 2%
- STERANIOS 2% NG
- STERANIOS 2% ECS
- STERANIOS 20 % CONCENTRE

MODE D'EMPLOI

- Tremper totalement le papier indicateur dans la solution à tester pendant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 15 secondes après trempage.
- Respecter le délai avant interprétation.

COMPOSITION

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bandelettes imprégnées d'un réactif spécifique au glutaraldéhyde.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le flacon fermé entre + 4°C et +30°C dans un endroit sec.
- Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si ces conditions sont respectées, les bandelettes sont utilisables jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7394-bandelettes-de-contrôle-steranios-2-tube-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com