

FICHE PRODUIT

Désinfectant OPASTER'ANIOS, Bidons de 5 litres

Référence : SOC-ANI2504028C6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Solution prête à l'emploi
- Large spectre antimicrobien
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique
- Sans odeur
- Stabilité du bain de trempage : 14 jours

Indications : Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Caractéristiques

- Solution limpide bleue
- Solution à 0,55% d'orthophtalaldéhyde tamponnée à pH 7
- Large compatibilité avec tous types de matériaux
- Actif sur Clostridium difficile O27
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de production

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- S'utilise en association à tout type de produit nettoyant pré-désinfectant

Mode d'emploi

- **Etape de pré-désinfection** : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME XL3, ANIOS'CLEAN EXCEL D, ou ANIOSYME DLT Plus. Rincer soigneusement. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.
- **Etape de désinfection : verser la solution.** Couvrir le bac. **Temps de contact : 5 min** (Activité sur *Clostridium difficile* en 30 minutes). Temps de conservation maximum du bain de trempage : 14 jours.
- Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.
- Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

Composition: Solution d'ortho-Phtaldéhyde (0.55%) en milieu tamponné, colorant, parfum.

Précautions d'emploi : Dangereux respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage entre +5°C et +35°C. Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

Propriétés microbiologiques : Actif sur Bactéries, Mycobactéries, Levures /Moisissures, Virus, Spores. Temps de contact 5 min et 30 min pour *Clostridium*

Conditionnement : 4 bidons de 5L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7397-desinfectant-opaster-anios-bidons-de-5-litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com