

FICHE PRODUIT

Bandelettes de contrôle (Opaster'Anios), Tube de 50

Référence : SOC-ANI100110FG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bandelettes de contrôle (Opaster'Anios) boîte de 50**INDICATIONS**

50 bandelettes réactives spécifiques pour le contrôle de la concentration d'ortophtaldéhyde dans la solution d'OPASTER'ANIOS

MODE D'EMPLOI:

- Tremper la bandelette pendant une seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 60 secondes après trempage.
- Respecter le délai avant interprétation.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

- Conserver le flacon fermé entre +4°C et +30°C dans un endroit sec pendant 24 mois.
- Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si ces conditions sont respectées, les bandelettes sont utilisables jusqu'à 90 jours après ouverture.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7398-bandelettes-de-contrôle-opaster-anios-tube-de-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com