

FICHE PRODUIT



Appareil embarqué de désinfection par voie aérienne **AEROSEPT E 50**

Référence : SOC-AERO419300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DESCRIPTION

- Traitement des véhicules jusqu'à 50 m³ Conforme NF T 72-281 (version 2014).
- Procédé entièrement automatique à affichage digital et démarrage différé.
- Traçabilité sur carte SD.

INDICATIONS

- Atomiseur autonome, embarqué et entièrement automatique pour ambulances, VSL, véhicules de transport du linge ou des déchets à risque.
- Utilisation avec l'ASEPTANIOS OXY+ (actif dès 120 minutes).
- Pour la désinfection des surfaces et matériel médical préalablement nettoyés.

MÉTHODE OPTIMISÉE

- Auto-régulation séquentielle de l'atomisation pour une optimisation de la qualité du brouillard et de l'efficacité.
- Concentration stabilisée 7 ml/m³ (par pompe périlstatique)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PROCÉDÉ SIMPLE

- Procédé entièrement automatisé.
- 1 écran et 4 boutons principaux.
- Démarrage différé préréglé à 1 min (paramétrable de 1 min à 9 heures).
- Remplacement facile du bidon sans risque de projection de produit.
- Détection automatique de niveau bas

PROCÉDÉ SÉCURISÉ

- Arrêt automatique en fin de cycle : affichage d'une indication du bon déroulement du cycle avec demande de validation par l'intervenant.
- Pas de projection de produit : bidon équipé d'une canule ne permettant pas le contact direct avec le produit.
- Traçabilité complète du cycle avec visibilité en cas de défaut de fonctionnement éventuel.

TRACABILITE OPTIMALE

Les informations essentielles sont tracées et récupérables par carte SD qui vous permet de récupérer les informations suivantes:

- l'horodatage
- les temps de fonctionnement
- les remplacements de bidons
- les éventuels défauts de fonctionnement

MODE D'EMPLOI

- Fixer l'appareil dans le compartiment du véhicule.
- Le brancher sur une alimentation 12V.
- Programmer le volume du véhicule.
- Mettre en marche.
- Calcul du temps de diffusion automatique.
- Démarrage différé permettant de quitter le véhicule avant début du traitement.
- Arrêt automatique en fin de programme.
- Aérer le véhicule après le temps de contact.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité de la réserve : bidon de 2 litres
- Dimensions : 134 H x 430 L x 230 P
- Alimentation : 12 V (branchement sur batterie du véhicule) ou 230V.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant.
- ASEPTANIOS OXY+ est dangereux
- Respectez les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-par-voie-aerienne/7525-appareil-embarque-de-desinfection-par-voie-aerienne-aerosept-e-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com