

FICHE PRODUIT



Désinfectant par voie aérienne ASEPTANIOS OXY+

Référence : SOC-ASEPT2121724

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SECURITE

- Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds
- Produit à base d'acide peracétique : maîtrise de la corrosion
- Procédés validés ASEPTANIOS OXY+ /AEROSEPT 500 et AEROSEPT COMPACT 250

EFFICACITE

- Large spectre dès 15 minutes.
- Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation.

SIMPLICITE

- Produit prêt à l'emploi.
- Calcul automatique du temps de diffusion par le diffuseur AEROSEPT

INDICATIONS

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTIQUES

- Utilisation hors présence humaine
- Solution limpide incolore
- Utilisable dans les diffuseurs AEROSEPT COMPACT 250, AEROSEPT 500
- Consommation : 7 ml / m3

MODE D'EMPLOI : Utilisation hors présence humaine.

- Insérer le bidon dans l'AEROSEPT.
- Placer l'appareil dans un angle de la pièce, préalablement nettoyée.
- Ajuster la programmation en calculant le volume à traiter.
- Activer l'AEROSEPT et quitter la pièce.
- La diffusion se déclenche.
- Le temps de diffusion est automatiquement calculé selon le volume que vous aurez affiché.
- Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée.
- Puis s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce.
- Renouveler l'air efficacement en aérant la pièce (se référer à la FDS et au Dossier Scientifique).

NB : S'assurer auprès des Laboratoires ANIOS de la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles aux oxydants.

COMPOSITION

Solution stabilisée d'acide peracétique (N°CAS 79-21-0 : +/- 2500 ppm) et de peroxyde d'hydrogène.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et 25°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

EN POSITION VERTICALE.

- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)
- Usage réservé aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Les procédés ASEPTANIOS OXY+ / AEROSEPT sont efficaces selon la norme française d'application NF T 72-281: Nov-2014 (bactéricides, mycobactéricides, fongicides, virucides, sporicides) – 7 ml/m³ / 55°C :

Actif sur	Temps de contact AEROSEPT 250	Temps de contact AEROSEPT 500
Bactéries (≥ 5 log) •Pseudomonas aeruginosa •Staphylococcus aureus •Escherichia coli •Enterococcus hirae	15 min.	15 min.
Mykobactéries (≥ 5 log) •Mycobacterium terrae •Mycobacterium avium	60 min.	60 min.
Levures (_ 4 log) •Candida albicans	15 min.	60 min.
Moisissures (_ 4 log) •Aspergillus brasiliensis	60 min.	60 min.
Virus (_ 4 log) •Poliovirus •Adénovirus •Norovirus Murin	60 min.	60 min.
Spoires de bactéries (_ 3 log) •Bacillus subtilis Clostridium difficile	60 min. 15 min.	60 min.

La solution ASEPTANIOS OXY + est bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 2 litres.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-par-voie-aerienne/7529-desinfectant-par-voie-aerienne-aseptanios-oxy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com