

FICHE PRODUIT

Désinfectant par Pulvérisation SPRAYMATIC 10S

Référence : SOC-SPRA411110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

INDICATIONS

Désinfection rapide par pulvérisation, des surfaces et matériel médical, préalablement nettoyés :

Secteurs à hauts risques, blocs opératoires entre 2 interventions, chambre au départ du patient, services d'urgence et de soins, locaux non étanches ou ouverts, zones de circulation (couloirs, ascenseurs...), véhicules sanitaires, endroits difficiles d'accès...

CARACTERISTIQUES

- Pulvérisateur autonome mobile avec cuve en acier inoxydable
- Mise sous pression de la cuve par air comprimé (compresseur adapté)
- Pression d'utilisation : 2 à 6 bars
- Raccord type pneumatique
- Mise sous pression de la cuve par compresseur
- Sécurité air soupape
- Buse à jet plat
- Taille moyenne de particules : 30 à 50 µm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contenance du réservoir : 15 litres
- Contenance utile : 10 litres
- Poids à vide : 7,5 kg
- Niveau de pression acoustique (lors de la mise en pression) : 76 dB(A)
- Tension : 230 V 50 Hz
- Dimension : 400L x 400l x 900h (mm)

MODE D'EMPLOI

Utiliser SPRAYMATIC 10S sur des surfaces préalablement nettoyées.

Avant toute pulvérisation à base d'alcool, débrancher toute alimentation pouvant être cause d'une inflammation et veillez à ce qu'il y ait assez de circulation d'air. Ouvrir les tiroirs, placards et penderies.

Tenue : L'opérateur porte un masque chirurgical, un calot, une surblouse à manches longues et des gants.

- Purger le réservoir : ouvrir la soupape de sécurité.
- Enlever le couvercle du SPRAYMATIC 10S
- Remplir le réservoir. Ne pas remplir plus de 10 litres pour préserver au coussin d'air un volume suffisant.
- Refermer le couvercle.
- Brancher l'appareil au compresseur sur une prise Bipolaire + Terre. Puis tourner l'interrupteur de commande en position 1 : le compresseur se met en marche. A la pression de 5.5 bar, le compresseur s'arrête automatiquement.
- Tourner l'interrupteur de commande sur la position 0. Débrancher, enrouler le câble
- L'appareil est prêt à être utilisé en autonomie.
- Faire le tour de la pièce en progressant rapidement et en pulvérisant sur les surfaces dans un mouvement sinusoïdal à une distance de 50 cm.
- Ne pas oublier le mobilier (lit, table de chevet, intérieur des tiroirs et penderies...).
- Après avoir terminé la pulvérisation, dépressuriser le SPRAYMATIC 10S en actionnant la soupape de surpression.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Laisser la pièce fermée 30 minutes avant de réutiliser le local.
- Aérer le local avant d'y installer un nouveau patient.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation du SPRAYMATIC 10S, lire les instructions du fabricant. Les produits de désinfection utilisables avec l'appareil sont:

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-par-pulverisation/7531-desinfectant-par-pulverisation-spraymatic-10s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com