

FICHE PRODUIT

Appareil de photocoagulation infrarouge

Référence : SOC-30032017

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Fonction

C'est un appareil de traitement de la maladie hémorroïdaire, permettant de transformer en chaleur le rayonnement émis par une ampoule de tungstène focalisé sur une tige en quartz au point d'application.

• Description

L'appareil, en forme de pistolet, est muni d'une tige recouverte d'un embout téflonné stérilisable permettant à la tige de ne pas "coller" à la muqueuse une fois la coagulation réalisée.

• Utilisation

En position gény-pectorale le plus souvent, à travers un anoscope, l'extrémité de l'appareil est appliquée au sommet des paquets hémorroïdaires.

L'appareil est mis sous tension ce qui délivre le rayonnement pendant 0,5 à 2 secondes et entraîne une petite brûlure au point d'application.

Plusieurs impacts sont réalisés sur la circonférence anale. La cicatrisation se fait en trois semaines environ.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Elle entraîne une cicatrisation fibreuse locale et une coagulation des petits vaisseaux. En règle générale, 2 à 3 séances espacées de 2 à 4 semaines sont réalisées

- **Avantages**

Aucune complication ou séquelle grave de la photocoagulation infrarouge n'est à ce jour décrite. L

Le traitement est indolore ou entraîne rarement une gêne très modérée transitoire (20% des cas environs) qui se prolonge au maximum 48 heures (5% des cas).

Aucun arrêt de travail n'est nécessaire.

Dans 5 à 25% des cas, surviennent de discrets saignements pendant 7 à 10 jours.

Avis: L'embout téflonné est changé entre chaque malade et stérilisé, il n'y a pas de risque de transmission d'infection par ce biais.

Kit standard comprenant :

- LC150D.01 Appareil de coagulation infrarouge
- LC150D.02 Adaptateur de sonde
- LCD.522 Sonde, ø 7 mm, longueur 220 mm, angle 20°, autoclavable
- 10x LCD.620 Capuchons de contact
- LCD.30 6 Ampoules infrarouges de rechange
- LCD.302 Extracteur d'ampoule
- LCD.333 Boîtier (en option)

kit disponible aussi avec sonde non autoclavable à préciser à la demande

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/9547-appareil-de-photocoagulation-infrarouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com