FICHE PRODUIT



Colorant HEMOQUICK

Référence : SOC-HEMOQUICK

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Moins de 30 secondes pour les colorations différentielles des frottis sanguins

Technique simplifiée au maximum

- plonger les lames dans la solution HEMOQUICK® pendant environ 10 secondes
- plonger les lames dans l'eau distillée pendant 15 à 20 secondes (pour les leucocytes fortement colorés, laisser les lames pendant 1 minute dans l'eau distillée)
- laver les lames en les plongeant quelques secondes dans l'eau distillée et sécher

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/kit-coloration-de-ziehl-armand/10381-colorant-hemoquick.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.