FICHE PRODUIT



Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG

Référence : SOC-COVID19

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Nouveau test du coronavirus (COVID-19)

Le **nouveau Coronavirus test COVID-19 IgM / IgG** est destiné pour détecter qualitativement les **IgG** et **IgM** de **COVID-19** dans le sérum et le plasma. Le test a été largement utilisé par le CDC chinois pour lutter contre les infections et est désormais disponible dans le monde entier.

Ce test détecte à la fois les marqueurs précoces et les marqueurs tardifs, les **anticorps IgM / IgG** dans les échantillons humains de piqûre au doigt ou de sang veineux.

CARACTERISTIQUES du Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG :

- Type d'échantillon: sérum ou plasma / échantillon de sang total recueilli dans EDTA ;
- Volume d'échantillon: 20ul / 10ul / 10ul ;
- Temps de réaction: 15 minutes ;
- Condition de stockage: conservé entre 2 ° C et 8 ° C, ou 3 mois à -20 ° C ;
- Les anticorps seront sécrétés après l'invasion du virus. L'immunoglobuline M (IgM) sort en premier, agissant comme le signe précoce d'une infection. L'immunoglobuline G (IgG) sort plus tard, provoquant une réaction plus spécifique et plus forte contre le virus.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications du Test rapide de détection du COVID-19 IgM/IgG:

- Réaction rapide: 15 minutes ;
- Taux de coïncidence positif: ≥75% ;
- Taux de coïncidence négatif: ≥97%.

Principe du test:

- Lorsque l'échantillon contient l'anticorps IgM COVID-19, il forme un complexe avec l'antigène marqueur d'or (antigène recombinant COVID-19).
- Le complexe avance sous l'action de la chromatographie et se combine avec l'anticorps enrobé (anticorps monoclonal anti-IgM humaine de souris) au niveau de la ligne T pour former un complexe et développer une couleur (ligne T), ce qui est un résultat positif.
- Lorsque l'échantillon ne contient pas l'anticorps IgM COVID-19, aucun complexe ne peut se former au niveau de la ligne T et aucune bande rouge n'apparaît, ce qui est un résultat négatif.
- **NB:** Attendez 15 minutes et lisez le résultat du test. Les résultats ne sont pas valides si la durée du test dépasse 15 minutes.

Précautions:

1) Veuillez équilibrer le diluant échantillon et les bandelettes réactives à la température ambiante (30 min) avant le test.
2) Veuillez effectuer le test conformément aux instructions spécifiées dans cette notice.
3) Veuillez lire le résultat du test exactement au bout de 15 min.
4) Évitez les échantillons en cas d'hémolyse grave ou d'hyperlipidémie.

Conditionnement: boîte de 25 tests

Quantité minimale de vente: 10 Boîtes

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/14048-test-rapide-covid-19-igm-igg-de-detection-du-corona-virus.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.