FICHE PRODUIT



Tensiomètre manobrassard ClassicMed

Référence : SOC-291041

Description du produit

ClassicMed Pic Solution — Tensiomètre manobrassard d'entrée de gamme professionnelle

Le **ClassicMed** du groupe Artsana (Italie) couvre l'essentiel des besoins en mesure auscultatoire à un prix accessible. Il constitue le choix naturel pour les étudiants en médecine et soins infirmiers qui découvrent la technique manuelle, ainsi que pour les professionnels cherchant un appareil d'appoint fiable.

Méthode auscultatoire — la référence clinique

La mesure manuelle par méthode de Korotkoff reste la référence enseignée en faculté de médecine. Elle consiste à gonfler le brassard au-dessus de la pression systolique estimée, puis décompresser progressivement tout en auscultant avec un stéthoscope positionné sur l'artère brachiale. La pression d'apparition des bruits = systolique ; leur disparition = diastolique.

Construction et composants

Le manomètre anéroïde gradué 0–300 mmHg, la poire en caoutchouc avec soupape de décompression réglable et le brassard velcro adulte en tissu nylon sont tous interchangeables avec les pièces de remplacement standard Pic Solution disponibles chez SOCIMED, garantissant une

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

longue durée de vie de l'appareil.

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manuel — méthode auscultatoire
- Plage de mesure : 0–300 mmHg
- Précision : ±3 mmHg (norme EN 1060)
- Brassard velcro adulte : 23–33 cm standard
- Poire caoutchouc avec soupape réglable
- Certification : CE dispositif médical

Conseil d'utilisation

La précision d'un anéroïde dépend aussi de la technique de l'opérateur. Placer le brassard 2 cm au-dessus du pli du coude, bord de la chambre gonflable aligné avec l'artère brachiale. Décompresser à une vitesse de 2–3 mmHg par seconde pour des mesures fiables et reproductibles.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tensiometre-manobrassard/18189-tensiometre-manobrassard-classicmed.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.