FICHE PRODUIT



Bandelettes de fluorescéine HiGlo stériles - Test du film lacrymal (boîte de 100)

Référence : SOC-HI331024

Description du produit

Bandelettes de fluorescéine HiGlo stériles pour le test du film lacrymal

Les **bandelettes de fluorescéine HiGlo** sont des dispositifs de diagnostic ophtalmique conçus pour l'**évaluation du temps de rupture du film lacrymal** (BUT). Chaque bandelette stérile en papier filtre est imprégnée de **0,5 mg de fluorexon disodique**, une fluorescéine de haut poids moléculaire, et stérilisée à l'oxyde d'éthylène (EO).

Une fluorescéine adaptée aux lentilles de contact

Contrairement à la fluorescéine sodique classique, le fluorexon disodique présente une formulation **non colorante pour les lentilles souples**. Les bandelettes HiGlo conviennent ainsi aussi bien aux **porteurs de lentilles de contact** qu'aux non-porteurs, sans risque de coloration durable des lentilles hydrophiles.

Caractéristiques principales

- **Principe actif :** 0,5 mg de fluorexon disodique par bandelette
- **Matériau :** papier filtre de qualité médicale
- **Stérilisation** à l'oxyde d'éthylène (EO)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Non colorant** pour les lentilles de contact souples
- **Emballage individuel** stérile sous sachet, à usage unique
- **Conditionnement :** 1 bandelette par sachet, boîte de 100 sachets

Mode d'emploi

Humidifiez l'extrémité de la bandelette (le côté imprégné de fluorexon disodique) avec 1 ou 2 gouttes de sérum physiologique stérile. Le liquide lacrymal prélevé dans le cul-de-sac conjonctival inférieur peut également être utilisé. Pendant que le patient regarde vers le haut, appliquez l'extrémité humidifiée le long de la conjonctive bulbaire. Demandez ensuite au patient de cligner plusieurs fois des yeux pour obtenir un résultat optimal.

Applications

Ces bandelettes de fluorescéine sont destinées aux **ophtalmologistes, optométristes et contactologues** pour la mesure du temps de rupture du film lacrymal, le bilan de l'œil sec, l'adaptation des lentilles de contact et les examens de la surface oculaire.

Dispositif médical à usage diagnostique professionnel. Lisez attentivement la notice avant utilisation.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/18433-bandelettes-de-fluoresceine-higlo-steriles-test-du-film-lacrymal-boite-de-100.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.