FICHE PRODUIT



Nettoyant pré-désinfectant Anios Clean Excel D

Référence : SOC-8610

Description du produit

Anios'Clean Excel D : la première étape du traitement de l'instrumentation

L'**Anios'Clean Excel D** est une solution concentrée de **nettoyage et de pré-désinfection** destinée au traitement des dispositifs médicaux réutilisables avant leur stérilisation. Sa formule brevetée associe des tensioactifs, qui décollent les souillures organiques, et des agents antimicrobiens qui réduisent immédiatement la charge microbienne des instruments.

La pré-désinfection, ou traitement préliminaire, est la première étape du circuit de traitement des dispositifs médicaux réutilisables et conditionne toute la suite. Un instrument sur lequel le sang et les protéines ont séché est considérablement plus difficile à nettoyer : les résidus organiques se fixent, forment un biofilm et font écran aux étapes ultérieures. Une stérilisation parfaitement conduite sur un instrument mal nettoyé ne garantit rien. C'est pourquoi l'immersion doit intervenir **immédiatement après l'acte**, avant tout séchage.

Ce **nettoyant pré-désinfectant pour instruments** s'adresse aux blocs opératoires, aux services de stérilisation centrale, aux cabinets de chirurgie, de dermatologie et de podologie, aux cabinets dentaires, aux unités d'endoscopie et aux laboratoires. Dans les structures de santé d'Afrique francophone et les missions chirurgicales que SOCIMED approvisionne, son format concentré présente un avantage logistique majeur : un bidon de 5 litres dilué à 0,5 % représente l'équivalent

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

de 1 000 litres de solution prête à l'emploi — un rapport volume transporté sur volume utile sans comparaison.

Spectre d'activité et normes

- **Bactéricide :** EN 13727 et EN 14561 — actif en 5 minutes
- **Levuricide :** EN 13624 et EN 14562 — actif en 15 minutes
- **Tuberculocide :** EN 14348 et EN 14563 — actif en 60 minutes
- **Virus :** actif sur les virus enveloppés et sur le Polyomavirus SV40

Les normes en 145xx correspondent aux essais menés en conditions de contact avec un support, c'est-à-dire au plus près de l'usage réel sur instrument — un niveau de preuve supérieur aux seuls essais en suspension. Les temps indiqués sont des **temps de contact minimaux** : ils déterminent la durée pendant laquelle l'instrument doit rester totalement immergé.

Caractéristiques techniques

- **Fabricant :** Laboratoires Anios
- **Type :** détergent pré-désinfectant concentré pour instrumentation
- **Dilution d'emploi :** 0,5 % — soit 20 ml pour 4 litres d'eau
- **Aspect :** solution limpide bleue, parfumée
- **pH du concentré :** 6,5 à 7,5 (neutre)
- **Corrosivité :** formule non corrosive, respectueuse des matériaux
- **Conditions de stockage :** entre +5 °C et +25 °C
- **Contenances disponibles :** bidon de 5 L (avec pompe doseuse), flacon de 1 L, carton de 200 doses de 25 ml
- **Usage :** réservé aux professionnels de santé
- **Statut réglementaire :** À VÉRIFIER (dispositif médical marqué CE ou produit biocide selon l'enregistrement en vigueur)

Mode d'emploi

- **Préparation :** diluer à 0,5 % dans un bac de trempage, soit 20 ml de concentré pour 4 litres d'eau. La pompe doseuse du bidon de 5 L facilite le dosage et évite le surdosage, qui n'améliore pas l'efficacité mais augmente la consommation.
- **Immersion :** immerger complètement le dispositif, instruments ouverts et démontés lorsque leur conception le permet, pendant au moins 5 minutes. Toute partie émergée n'est pas traitée.
- **Action mécanique :** brosser si nécessaire, sous le niveau du liquide pour éviter les projections.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Rinçage :** rincer abondamment à l'eau du réseau avant l'étape suivante.
- **Renouvellement :** renouveler la solution au minimum une fois par jour, et immédiatement en cas de souillure visible du bain.

Compatibilité

- **Instruments chirurgicaux et médicaux** en acier inoxydable et alliages courants
- **Bains à ultrasons :** compatible, pour combiner action chimique et action mécanique
- **Endoscopes et instruments thermosensibles :** le pH neutre permet le traitement des dispositifs délicats que les formules alcalines agressent
- **Instrumentation robotique** de type Da Vinci
- **Matériel associé :** bac de trempage à couvercle, cuve à ultrasons, brosses de nettoyage, gaines et sachets de stérilisation pour l'étape suivante
- **Limite à connaître :** ce produit ne relève pas des protocoles d'inactivation des agents transmissibles non conventionnels. Pour les dispositifs concernés par le risque prion, appliquez la procédure spécifique définie par votre établissement.
- **Précaution :** toujours vérifier la compatibilité avec la notice du fabricant de l'instrument, notamment pour les optiques, les moteurs et les dispositifs à revêtement particulier.

Pourquoi choisir l'Anios'Clean Excel D ?

- **pH neutre, instruments préservés :** c'est l'argument décisif face aux détergents alcalins. Un bain agressif ternit, pique et finit par détruire des instruments dont la valeur unitaire dépasse largement celle du produit de nettoyage. Sur un plateau de chirurgie complet, l'économie réalisée en durée de vie du matériel est substantielle.
- **Efficacité rapide :** 5 minutes pour l'activité bactéricide, ce qui s'intègre au rythme réel d'un cabinet ou d'un bloc entre deux interventions.
- **Dossier normatif documenté :** activité prouvée norme par norme, avec temps de contact associés — ce que réclame tout audit d'hygiène ou dossier d'appel d'offres hospitalier.
- **Économie du concentré :** à 0,5 %, un bidon de 5 litres produit 1 000 litres de solution. Le coût au litre utilisé est très faible, et le volume stocké reste réduit.
- **Polyvalence :** une seule référence couvre l'instrumentation chirurgicale, les endoscopes, les dispositifs thermosensibles et les bains à ultrasons, ce qui simplifie le stock et la formation des équipes.
- **Marque de référence :** Anios est historiquement implanté dans les stérilisations centrales françaises, ce qui facilite l'acceptation du produit par les équipes et les pharmaciens hospitaliers.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Questions fréquentes

Quelle différence entre pré-désinfection et stérilisation ?

La pré-désinfection est le traitement immédiat après usage : elle nettoie, abaisse la charge microbienne et protège le personnel qui manipulera ensuite les instruments. La stérilisation, en fin de circuit, détruit l'ensemble des micro-organismes. L'une ne remplace pas l'autre : la stérilisation n'est fiable que sur un instrument préalablement propre.

Combien de temps la solution diluée reste-t-elle utilisable ?

Renouvelez le bain au minimum une fois par jour, et sans attendre dès qu'il est visiblement souillé. Un bain saturé de matière organique perd son efficacité et devient lui-même un réservoir de contamination.

Faut-il rincer après le trempage ?

Oui, abondamment à l'eau du réseau. Les résidus de détergent non rincés peuvent provoquer des taches, interférer avec la stérilisation et, dans certains cas, entraîner des réactions tissulaires lors de l'usage suivant.

Peut-on augmenter la dilution pour aller plus vite ?

Non. La concentration de 0,5 % et les temps de contact sont ceux pour lesquels l'activité a été validée. Surdoser ne raccourcit pas les temps et augmente la consommation ; sous-doser compromet l'efficacité.

Quelle contenance choisir ?

Le bidon de 5 litres avec pompe pour les blocs et les stérilisations centrales, le flacon de 1 litre pour les cabinets à faible volume, les doses de 25 ml pour les structures souhaitant un dosage sans mesure ni erreur — pratique en formation et en mission.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18611-nettoyant-pre-desinfectant-anios-clean-excel-d.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Sachets de 25 ml (200 doses)	SOC-153242	
volume - Flacon de 1 L	SOC-153241	

Photos du produit











SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.