FICHE PRODUIT



Boîte de petite chirurgie 11 instrumens

Référence : SOC-GEU-000102

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Cette **boîte de petite chirurgie** contient des instruments en acier inoxydable utilisés couramment en chirurgie.

Ces instruments sont utilisés par exemple pour la manipulation et la découpe de tissus, compresses, pansements etc... ; Utilisés pour la saisie de tissus et de corps étranger, pour la réalisation d'hémostase, pour la réalisation des points de suture etc ...

Contenu de la boîte de petite chirurgie :

- Ciseaux Dauphin 14 cm droits
- Paire de ciseaux Iridectomie 11 cm
- Pince à disséquer 14 cm avec griffes
- Pince à dissection 14 cm sans griffes
- Pince Kocher 14 cm avec griffes
- Pince de Halstead courbe 13 cm avec griffes
- Pince de Halstead droite 13 cm avec griffes
- Pince à échardes 11 cm
- Porte aiguille Mayo Hegar 14 cm droit
- Manche de bistouri n°3
- Porte coton 14 cm.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dimensions de la boite en inox : 18 x 8 x 4 cm.

Caractéristiques:

- En inox
- 12 instruments.

Garantie 2 ans

Consignes générales :

Tout instruments neuf doit être néttoyer, désinfecter et stériliser avant une première utilisation.

Après leurs utilisation, néttoyer, désinfecter et stériliser les instruments aussi rapidement que possible.

Tous les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des dommages quelconques doivent être jetés et détruit.

Nettoyage, désinfection :

Pour la désinfection et le nettoyage, toujours respecter scrupuleusement le dosage, le temps d’application et les températures conseillés .

Les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons sont a éviter. Veillez à placer les produits sans risques de zones d’ombres.

Il est totalement interdit d'utiliser des brosses ou des éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l’eau déminéralisée dans la mesure du possible.

Sécher les produits avec soin après le rinçage.

Stérilisation :

Ne pas oublier que la stérilisation n’est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Il est recommandé de stériliser les instruments dans un autoclave a vapeur.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

– Température : 134°C
– Pression : 2 bars
– Durée : 18 minutes Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/boites-composees/4244-boarte-de-petite-chirurgie-en-inox-11-instruments.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.