FICHE PRODUIT



Bistouri électrique HV-400, 400W

Référence : SOC-GEU251057

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fuite en haute fréquence Bipolaire : moins de 60 mA

Monopolaire : moins de 150 mA

Fuite en basse fréquence Courant de source, câbles patients, Toutes les sorties sont liées Polarité normale, masse du châssis < 10 µA Polarité normale, discontinuité à la masse < 50 µA Polarité inverse, discontinuité à la masse < 50 µA Courant absorbé, 140 V appliqué, Toutes les entrées < 50 µA Indicateurs d'alimentation Concorde avec la puissance réelle en valeur nominale à + ou - 20% ou 5W, qui peut être supérieure, Dossage error moniteur.

Caractéristiques uniques du bistouri électrique HV-400

Amélioration des performances aux paramètres de puissance inférieure minimise le risque d'endommager les tissus et de stimulation neuromusculaire. Facile à manipuler, Système de rapport coût-efficacité lorsque la performance est requise et le prix est d'égale préoccupation.

Dix modes de coupure monopolaires :

- coupure simple, combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 offrant aux chirurgiens une variété de choix : coupure simple pour nettoyage,

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- coupure précise. Combinaison 1-9 : avec effet de coagulation en même temps que la coupure, le degré de coagulation augmente graduellement de la combinaison 1 à la combinaison 9.

Quatre modes de coagulation monopolaires: contact, dessiccation, fulgurate et spray.

- La coagulation contact offre une coagulation rapide au contact pour la chirurgie des cavités miroirs ainsi que pour d'autres tissus délicats.

- La coagulation de dessiccation offre la dessiccation des tissus.

- La coagulation « Fulgurate » : convient pour la coagulation de la plupart des tissus.

- La coagulation « Spray » : convient à l'exsudation des larges tissus, il ne se formera que très peu d'escarres. Combiné à Argon Electro tome, il peut arriver rapidement de grande zone de coagulation et moins d'escarre.

Deux modes de coupure bipolaires : coupure simple bipolaire et coupure combinée.

- Coupure simple bipolaire : adapté au coupure simple de chirurgie délicate.

- Coupure combinée bipolaire : adapté aux coupures combinées de chirurgie délicate avec hémostases.

Deux modes de coagulation bipolaire : coagulation bipolaire standard et coagulation bipolaire précise.

- Coagulation bipolaire standard : adaptée à la neurochirurgie bipolaire ainsi que pour la coagulation bipolaire de chirurgie normale, permet d'éviter de manière effective les barres bipolaires et l'excès de brûlure des tissus.

- Coagulation bipolaire précise : adapté à la neurochirurgie et à la chirurgie orthopédique. La fonction mémoire peut stocker jusqu'à 10 enregistrements. Mode de sortie du contrôle de temps de coagulation.

Deux modes de fonctionnement simultanés de pencil coag. Conçu avec une plaque patient de surveillance continue du circuit, cela permet de prévenir de manière effective des brûlures électriques au patient.

Système versatile compatible uniquement avec d'autres, incluant :

- prise de coupure sous l'eau (endo cut socket),

- système de coagulation HV argon,

- système optimale d'évacuation de la fumée,

- Nettoyage de l'air dans la zone d'opération.

Spécifications techniques

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Fréquences de sortie : 512 Khz

Tension de la ligne : 110V/220V

Fréquence de la ligne : 50/60 Kz

Dimensions Hauteur : 14 cm Largeur : 33 cm Longueur : 41 cm

Poids : < 8,5 Kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6182-bistouri-electrique-hv-400.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.