FICHE PRODUIT



# Inactivant ACTANIOS WD, Bidon de 5L

Référence : SOC- ANI2667369

**Points forts**

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

## Description du produit

**Caractéristiques**

- Recommandé en présence de souillures organiques importantes.

- pH alcalin.

- Dilution, Température et Temps de Contact adaptés selon la performance recherchée (Détergence / Inactivation totale des prions).

- **Indications**

Traitement des dispositifs médicaux en machine à laver automatique. Détergent alcalin de l'instrumentation avec inactivation totale du prion. Il est conseillé d'utiliser un produit rinçant acide selon la qualité de l'eau et le dosage d'Actanios WD. S'assurer au préalable de la compatibilité des matériaux et métaux avec le produit.

- **Composition**

Association d'agents tensioactifs et séquestrant en milieu alcalin.

- **Mode d'emploi**

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

dilution recommandée entre 0,1 et 0,8%.

- **Conditionnements**

- 2 bidons de 5L

- Existe également en Bidon de 10L et Bidon de 25L

| Activité recherchée | Dilution | Tps de contact | T°c |
|---|---|---|---|
| Détergence | 0,1 à 0,5% (1 à 5ml/l) | - | Eau chaude (40-70°c) |
| Détergence-inactivation Prion | 0,8% (8ml/l) | 7,5 min | 43°c |

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7490-inactivant-actanios-wd-bidon-de-5l.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Garantie | 0 |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.