

Aspirateur de mucosités

Askir-20 2000ML

Description

- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
- Grâce à ces caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Equipé d'un indicateur de vide
- Fonctionne en continu sur du 220V ~ 50 Hz, et est rechargeable en 220V ou 12V
- Bocal autoclavable 2000 ml
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de sûreté européennes.

Spécifications techniques:

- Débit : 16 L/mn
- Puissance : 184 VA
- Dépression maximale : 750 mbar
- Autonomie des batteries : 45 à 50 mn
- Temps de recharge : 120 à 150 mn
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions : 350 x 210 x 180 mm.



CE



ISO
9001



ISO
13485