

Bistouri électrique modèle electrocut 400



DESCRIPTION RAPIDE

Doté d'une technologie de pointe, l'ELECTROCUT400 est principalement destiné au bloc opératoire.

Léger et peu encombrant, il s'intègre facilement en bloc. Il est équipé d'un système de mesure de contact plaque/patient avec adaptation automatique pour chaque type de tissu.

En cas de défaut de contact ou de mauvais positionnement de la plaque,

l'énergie à haute fréquence est stoppée et des alarmes sonores et visuelles apparaissent renforçant ainsi le niveau de sécurité. L'acte chirurgical est un acte vital et complexe et c'est pourquoi le chirurgien doit pouvoir s'y consacrer pleinement sans que le bistouri apporte des contraintes supplémentaires. C'est dans cet esprit qu'a été conçu l'ELECTROCUT400.



Bistouri électrique modèle electrocut 400

Caractéristiques

- * Coupe dur
- * Hémostase (taux ajustable)
- * Coagulation
- * Mode monopolaire
- * Mode bipolaire
- * Sécurité plaque avec mesure de continuité
- * Mesure contact patient-plaque auto-adaptatif
- * Commande à pédale double et à mains
- * Design sobre.

APPLICATIONS :

- * Toute chirurgie de bloc.

FICHE TECHNIQUES :

- * Poids: 6 kg
- * Dimensions: 330 x 130 x 280(mm)
- * Alimentation: 230V 50 / 60Hz 2.5A

PUISSANCE :

- * Bipolaire: 90 W
- * Coupe: 360 W
- * Coagulation: 200 W

FREQUENCE : 400 kHz

Accessoires standards :

- * Cordon secteur norme européenne
- * Cordon plaque indifférente
- * Plaque douze zones à usage unique
- * Pédale double
- * Manche porte électrode à commandes digitales
- * Electrode aiguille
- * Electrode boule
- * Electrode couteau
- * Electrode anse.

Accessoires optionnels :

- * Manche porte-électrode stérilisable
- * Cordon bipolaire 3m stérilisable largeur 28mm
- * Pince bipolaire droite: 200mmx 1mm
- * Pince bipolaire coudée: 200mm x 1mm.

