

Aiguille NEOLUS TERUMO à usage
unique, 25 x 1,10 mm - 19 g
Ref. TER-NN1925R



AIGUILLE NEOLUS TERUMO A USAGE UNIQUE, 25 X 1,10 MM - 19 G.

- Paroi mince assurant un débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi normale.
- Code couleur de l'aiguille : crème.
- Dimensions : 1,10 mm de diamètre et 25 mm de longueur.

AUTRES CARACTERISTIQUES :

- Aiguille à triple biseau allié à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec: code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Conditionnement : carton de 30 boîtes de 100 aiguilles.
- Condition minimum de vente : boîtes de 100 aiguilles



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration