

Aiguille NEOLUS TERUMO à usage  
unique, 40 x 0,7 mm - 22 g  
**Ref. TER-NN2238R**



AIGUILLE NEOLUS TERUMO A USAGE UNIQUE, 40 X 0,7 MM - 22 G.

- Paroi ultra-mince assurant un débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi mince et à paroi normale.
- Code couleur de l'aiguille : noir.
- Dimensions : 0,7 mm de diamètre et 40 mm de longueur.

AUTRES CARACTERISTIQUES :

- Aiguille à triple biseau allié à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec : code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Conditionnement : carton de 30 boîtes de 100 aiguilles.
- Condition minimum de vente : boîtes de 100 aiguilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration