

Aiguille neolus terumo à uu 20 x 0,40 mm -
27 g
Ref. TER-NN2719R



Aiguille NEOLUS TERUMO à usage unique 20 x 0,40 mm - 27 G.

- Paroi normale.
- Code couleur de l'aiguille : gris.
- Dimensions : 0,40mm de diamètre et 20 mm de longueur.

AUTRES CARACTERISTIQUES :

- Aiguille à triple biseau allié à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec : code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Conditionnement : carton de 30 boîtes de 100 aiguilles.
- Condition minimum de vente: boîtes de 100 aiguilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration