

## Compresse de gaze hydrophile en coton purifié, 50 x 75 mm

Réf. SOC-COM20



Compresse de gaze hydrophile en coton purifié. Pliage chirurgical à bords rentrés.

- Dimensions:
  - 50 x 75 mm (pliées).
  - 90 x 270 mm (dépliées).
- Nombre de plis: 8.
- Nombre de fils par cm<sup>2</sup>: 17.
- Condition minimum de vente: sachet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration