

Compresse de gaze hydrophile en coton purifié, 100 x 100 mm

Réf. SOC-COM40



Compresse de gaze hydrophile en coton purifié. Pliage chirurgical à bords rentrés.

- Dimensions:
 - 100 x 100 mm (pliées).
 - 380 x 380 mm (dépliées).
- Nombre de plis: 16.
- Nombre de fils par cm²: 17.
- Condition minimum de vente: sachet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration