

## Compresse non tissée non stérile, 100 x 100 mm

Réf. SOC-COM20NT



### Compresse non tissée non stérile, 100 x 100 mm

- Matière: viscose et polyester.
- Qualité 30 grammes.
- Haut pouvoir d'absorption.
- Ne peluche pas.
- Ne s'étire pas.
- Dimensions:
  - 100 x 100 mm (pliées)
  - 200 x 200 mm (dépliées)
- Nombre de plis: 4.
- Condition minimum de vente: sachet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration