

Gants examen digitil plus, moyen 7 Ref. SOC-GELMS2



Gants d'examen digitil plus, moyen 7; stériles par paire poudres :

- Poudrés à l'amidon de maïs résorbable;
- Finition :
- Intérieure : lisse,
- Extérieure : lisse;
- Longueur de la manchette : 270 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,13 à 0,18 ±0,03 mm;
- Stériles par irradiation;
- Conformes aux normes EN 455 1,2;
- Conditionnés par paire sous double emballage;
- Condition minimum de vente : boîte de 60 paires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration