

Gants d'examen synthétiques, très petits 5-6

Réf. SOC-GSYNXPNP



Gants d'examen synthétiques, très petits 5-6.

- Sans latex non poudrés;
- Finition :
 - Intérieure: lisse,
 - Extérieure : lisse,
- Longueur de la manchette : 240 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,10 mm;
- Conformes aux normes : EN 455 1 et 2;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration