

## Gants nitrile, poudrés, nitrigrrip, Petit 6-7

Réf. SEI-GINGPPP



Gants nitrile, poudrés, NITRIGRIP, petit 6-7.

- 100% nitrile souple bleu;
- Finition :
  - Intérieure : lisse,
  - Extérieure : doigts texturés,
- Longueur de la manchette : 300 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,12 mm;
- Conformés aux normes : -EN 374 2,3 -EN 455 1, 2, 3 -EN 388;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration