


Gants nitrile, non poudrés, Semperguard, Petit 6-7

Réf. SEI-GNSGPNP



Gants nitrile, non poudrés, SEMPERGUARD, petit 6-7.

- 100% nitrile souple bleu;
- Finition :
 - Intérieure : lisse,
 - Extérieure : texturée,
- Longueur de la manchette : 240 à 255 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,25 mm;
- Conformés aux normes : -EN 455 1, 2, 3 -EN 374 1, 2, 3 -EN 388;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration