


## **Gants nitrile, non poudrés, Semperguard, extra-large 9-10**

**Réf. SEI-GNSGXLNP**



Gants nitrile, non poudrés, SEMPERGUARD, extra-large 9-10.

- 100% nitrile souple bleu;
- Finition :
  - Intérieure : lisse,
  - Extérieure : texturés,
- Longueur de la manchette : 240 à 255 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,25 mm;
- Conformés aux normes : -EN 455 1, 2, 3 -EN 374 1, 2, 3 -EN 388;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration