

## Gants SEMPERCLEAN MC, moyen 7

Réf. SOC-GLSC7NP



Gants SEMPERCLEAN MC, moyen 7.

- Anatomiques main gauche / main droite;
- Confort très important;
- Enfilage aisé grâce à l'enduction interne multicouche;
- Non poudrés;
- Finitions:
  - Intérieure : lisse enduction multicouche,
  - Extérieure : microrugueuse;
- Longueur de la manchette : 270 à 285 mm;
- Épaisseur de la paume (mm):  $0,42 \pm 0,05$  mm;
- Conformes aux normes EN 455 1, 2, 3; EN 374 2,3/ cat.III;
- Condition minimum de vente : boîte de 2 poches de 50 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration