

Gants SEMPERGUARD, poudrés, moyen 7-7,5

Réf. SEI-GLSGMPP



Gants SEMPERGUARD, poudrés, moyen 7-7,5.

- Réalisés en latex naturel de première qualité;
- Finitions:
 - Intérieure : lisse poudré,
 - Extérieure : texturé microrugueuse,
- Longueur : 240 mm;
- Epaisseur de la paume : $0,3 \pm 0,05$ mm;
- Conformes aux normes : EN 455 1, 2, 3; EN 374 2,3 Cat.III***;
- Cat. *** signifie avec re-contrôle annuel au lieu d'une simple validation initiale
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration