

## **Gants SEMPERGUARD, non poudrés, IC poudrés, très petit 5,5**

**Réf. SEI-GLSGXPNP**



Gants SEMPERGUARD, non poudrés, IC poudrés, très petit 5,5.

- Réalisés en latex naturel de première qualité;
- Finitions :
  - Intérieure : lisse poudrée,
  - Extérieure : texturée microrugueuse,
- Longueur : 240 mm;
- Epaisseur de la paume :  $0,3 \pm 0,05$  mm;
- Conformes aux normes: EN 455 1, 2, 3; EN 374 2,3 Cat.III\*\*\*;
- Cat. \*\*\* signifie avec re-contrôle annuel au lieu d'une simple validation initiale ;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration